

Art. Nr. 117 170
BORT Greiflippe



Das besondere Kennzeichen der BORT Greifhilfen sind die speziellen Gummilippen. Sie ermöglichen das Greifen selbst kleinster Teile wie Nadeln, Büroklammern oder Münzen und bieten durch die große Auflagefläche sicheren Halt, auch bei größeren Gegenständen.

Die dynamische Greiftechnik gibt ein sicheres Gefühl, da die seitlich angeordneten Blattfedern eine kontrollierte Druckausübung ermöglichen.

Länge: 75 cm

CE