

Gezielte Unterstützung für Ihre Patientinnen



Spezifische Hilfsmittel zur prä- und postnatalen Anwendung

- ⊕ Entlastung für Bauch, Rücken und Beine
- ⊕ Gute therapeutische Wirkung
- ⊕ Angenehmer Tragekomfort



BORT Abdominalstütze
zur Unterstützung des Bauches



BORT Symphysen-Gürtel
zur Stabilisierung des Beckens



BORT AktiVen® TREND
Kompressionsstrümpfe
zur Entlastung der Beine

Bandagen und Orthesen in der Schwangerschaft



Entlastung von Rücken und Becken

Im Verlauf einer Schwangerschaft können Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, des Iliosakralgelenks sowie der Symphysen auftreten. Ursachen hierfür sind die hormonelle Umstellung, die Schwerpunktverlagerung nach vorne sowie die Gewichtszunahme. Medizinische Bandagen und Orthesen unterstützen während der Schwangerschaft den Bauch, entlasten die Lendenwirbelsäule und stabilisieren das Becken und das Iliosakralgelenk. Auch postnatal sorgen sie für Entlastung im Rücken- und Beckenbereich.

TIPP: Bei Rückenschmerzen in der Schwangerschaft können eine aufrechte Körperhaltung sowie Sitzen auf einem Gymnastikball statt einem Stuhl, Schwangerschaftsgymnastik, Yoga, Entspannungsübungen und Wärme Linderung bringen.



Pos.Nr. 05.11.03.5007
Zuzahlungsfrei für Schwangere

REF 104 620
BORT Abdominalstütze für Schwangere


- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE

weiß

INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingsschwangerschaft



GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

Größe 0	75 – 90 cm
Größe 1	90 – 105 cm
Größe 2	105 – 120 cm
Größe 3	120 – 135 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich



Pos.Nr. 23.14.03.1037
Zuzahlungsfrei für Schwangere

REF 104 580
BORT Rückenbandage für Schwangere


- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE

weiß

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich



GRÖSSEN Umfang Hüfte

Größe 0	75 – 91 cm
Größe 1	91 – 105 cm
Größe 2	105 – 119 cm
Größe 3	119 – 140 cm



Pos.Nr. 23.11.01.0006

REF 102 700
BORT Symphysen-Gürtel


- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE

silber

INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt



GRÖSSEN Umfang Hüfte

small	85 – 95 cm
medium	95 – 105 cm
large	105 – 115 cm
x-large	115 – 125 cm
xx-large	125 – 135 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich



Pos.Nr. 23.11.01.1003

REF 104 750
BORT Stabilo® ISG-Orthese


- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE

■ silber

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodosen an der LWS



GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
Größe 1	70 – 85 cm
Größe 2	85 – 100 cm
Größe 3	100 – 115 cm
Größe 4	115 – 130 cm
Größe 5	130 – 145 cm



Pos.Nr. 20.39.01.0017

REF 190 530
BORT Codyn® Sitzkissen

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steißbeinbereich
- **Aufblasbar**, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Maße: ca. 45 cm × 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE

■ blau

INDIKATIONEN

Coccygodynie, Zustand nach Steißbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

GRÖSSEN

Nur eine Größe

Medizinische Kompressionsstrümpfe in der Schwangerschaft



Unterstützung der natürlichen Venenfunktion

Während der Schwangerschaft kann es zu Varizen- und Ödembildung in den Beinen kommen. Sowohl prophylaktisch als auch bei bereits bestehender Schwangerschaftsvarikose sind medizinische Kompressionsstrümpfe indiziert. Eine Alternative sind Kompressionsstrumpfhosen, die sich dem wachsenden Bauchumfang anpassen und gleichzeitig den medizinisch erforderlichen Druck am Bein gewährleisten.

TIPP: Schwangere sollten auf regelmäßige Bewegung (Waden-Muskel-Pumpe) achten, langes Sitzen und Stehen vermeiden sowie in Ruhepausen die Beine hochlagern.

BORT AktiVen® TREND AT-Strumpfhose

REF 831 BORT AktiVen® TREND AT offene Spitze	CCL*	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	● K = Karamell	2 = kurz	2
			● M = Marine		3
			● A = Anthrazit		4
			● S = Schwarz		5
					6
					7
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180 Leibteil Plus**: Pos.Nr. 17.99.99.2019					

REF 832 BORT AktiVen® TREND AT geschlossene Spitze	CCL*	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	● K = Karamell	2 = kurz	2
			● M = Marine		3
			● A = Anthrazit		4
			● S = Schwarz		5
					6
					7
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180 Leibteil Plus**: Pos.Nr. 17.99.99.2019					

Weitere Strümpfe aus der BORT AktiVen® TREND Serie:

AD-Strumpf

REF 811 BORT AktiVen® TREND AD offene Spitze
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183

REF 812 BORT AktiVen® TREND AD geschlossene Spitze
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183

AG-Strumpf mit Haftband

REF 821 BORT AktiVen® TREND AG offene Spitze
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167

REF 822 BORT AktiVen® TREND AG geschlossene Spitze
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167

*CCL = Kompressionsklasse **AT/U

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon: (07151) 99 200-0
Telefax: (07151) 99 200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

