

BORT activemed

In neuem Design und neuer Qualität: Flachstrick graphit



REF 220 200

BORT activemed Ellenbogenbandage

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur

Pos.Nr. 05.08.01.1051

FARBE


graphit

GRÖSSEN

Umfang Unterarm
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

rechts und links gleich



REF 220 100

BORT activemed Handgelenkbandage

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris
- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

Pos.Nr. 05.07.02.0145

FARBE

graphit

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



REF 220 800

BORT activemed Rückenbandage

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort

Pos.Nr. 23.14.03.2079



FARBE

graphit

GRÖSSEN

Umfang Taille

Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



REF 220 400

BORT activemed Kniebandage

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

Pos.Nr. 05.04.01.0115

FARBE


graphit

GRÖSSEN

d-Maß f-Maß

Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts und links gleich



REF 220 600

BORT activemed Knöchelbandage

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

Pos.Nr. 05.02.01.0072

FARBE

graphit

GRÖSSEN

Fesselumfang

small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



REF 220 900

BORT activemed Achillessehnenbandage

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

Pos.Nr. 05.02.01.1021

FARBE

graphit

GRÖSSEN

Fesselumfang

small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



BORT activemed

Formgestrickte Bandagen in bewährter Qualität



REF 220 200
BORT activemed Ellenbogenbandage

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge

FARBEN	GRÖSSEN	Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)
haut	x-small	22 – 24 cm
mineral-grau	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm

rechts und links gleich




REF 220 100
BORT activemed Handgelenkbandage

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris
- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

FARBEN	GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
haut	small	13 – 15 cm
mineral-grau	medium	15 – 17 cm
	large	17 – 19 cm
	x-large	19 – 21 cm



rechts oder links angeben



REF 220 800
BORT activemed Rückenbandage

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen


FARBEN	GRÖSSEN	Umfang Taille
haut	Größe 1	70 – 80 cm
mineral-grau	Größe 2	80 – 90 cm
	Größe 3	90 – 100 cm
	Größe 4	100 – 110 cm
	Größe 5	110 – 120 cm
	Größe 6	120 – 130 cm
	Größe 7	130 – 140 cm



REF 220 400
BORT activemed Kniebandage

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN	GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
haut	Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm
mineral-grau	Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm
	Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm
	Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm
	Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm
	Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
	Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
	Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
	Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
	Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
	Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm




rechts und links gleich



REF 220 600
BORT activemed Knöchelbandage

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

FARBEN	GRÖSSEN	Fesselumfang
haut	small	bis 21 cm
mineral-grau	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm




rechts und links gleich



REF 220 900
BORT activemed Achillessehnenbandage

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

FARBEN	GRÖSSEN	Fesselumfang
haut	small	bis 21 cm
mineral-grau	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm



rechts und links gleich

