

# BORT Asymmetric®

Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges



**BORT Asymmetric®**

REF 114 700

Pos.Nr. 23.04.05.0005

NEUES DESIGN



Med

Mitten im  
gesunden  
Leben

EINGESTRICKTE  
SILIKON-HAFTZONE

im Bereich des Oberschenkels

EINSTELLBARER PELOTTENDRUCK

durch zwei Klettgurte individuell einstellbar

LATERALER SILIKONHALBRING

zur Beeinflussung des Patellagleitweges

SPIRAL-FEDER-STÄBE

zur Stabilisierung



Steckbrief

**BORT Asymmetric®**

REF 114 700

NEUES DESIGN



Med

Pos.Nr. 23.04.05.0005

## PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE:  silber

## DAS MED-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

## GRÖSSEN

	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

Maßanfertigung mit Haftband möglich.

## MESSPUNKT



## BORT Übungsvideos

10 ausgewählte Übungen für Einsteiger und Fortgeschrittene zur Verbesserung der Beweglichkeit und zur Verbesserung der muskulären Stabilität.



Los geht's unter:  
[uebungen.bort.com](http://uebungen.bort.com)



## INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patella-hochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patellainstabilität, Menis-kopathie

**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

# BORT Asymmetric® Plus

Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges



**BORT Asymmetric® Plus**

REF 114 900

Pos.Nr. 23.04.05.1005

NEUES DESIGN

**Med**  
Mitten im  
gesunden  
Leben

## INNOVATIVES ZÜGELSYSTEM

zur individuell dosierbaren Führung der Patella

## LATERALER SILIKONHALBRING

zur Beeinflussung des Patellagleitweges

## SEITLICHE GELENKSCHIENEN

zur Stabilisierung

## ZIRKULÄRE FIXIERGURTE

an Ober- und Unterschenkel



Steckbrief

**BORT Asymmetric® Plus**

REF 114 900

NEUES DESIGN



Med

Pos.Nr. 23.04.05.1005

## PRODUKTMERKMALE

- Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- Lateraler Silikonhalbring
- Seitliche Gelenkschienen
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

## DAS MED-PLUS

- Vektor-Korrektur-Filamente: Innovatives Zügelssystem mit im Gestrick verlaufenden Korrekturfäden zur individuell dosierbaren Führung der Patella
- Gelenkschienen, individuell anformbar
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

## MESSPUNKT



GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

## INDIKATIONEN

Patellahochstand, Patellalateralisation, Femo-ropatellares Schmerzsyndrom, Patella-Luxation oder -Subluxation in Kombination mit Seitenbandinstabilität, postoperativ

