

# Auftrag zur Maßanfertigung Orthopädie / Sprunggelenkbandage BORT AchilloStabil® Maß



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
<b>Kunden-Nr.:</b>	Datum:	<b>Kommission/Name Patient:</b>	
<b>E-Mail:</b> (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	


## Kostenvoranschlag zur Einreichung bei der Krankenkasse

**REF 054 900 M BORT AchilloStabil® Maß**

Pos. Nr. 05.02.01.1999

Inklusive Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase.


Farben	Menge		Haftband
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links  _____ Stück rechts	Schuhgröße _____	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 2,5 cm) <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 5 cm)
			_____ <b>Umfang Ende Haftband</b>



## Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5 – 7 Arbeitstage.

Umfang	Längenangabe	Hinweise
<b>b1 = _____ cm</b> Umfang Wadenansatz (mind. 12 cm oberhalb Punkt A)	<b>A-b1 = _____ cm</b> (Mindestlänge 12 cm)	<b>Hinweise</b> Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. <b>Bitte Mindestlängen beachten.</b>
<b>b = _____ cm</b> Umfang Fesselmaß (schlankste Stelle oberhalb Knöchel)	<b>A-b = _____ cm</b> (Mindestlänge 9 cm)	
<b>h = _____ cm</b> Umfang Rist		
<b>a = _____ cm</b> Umfang hinter den Zehengrundgelenken		
	<b>A-a = _____ cm</b> (Mindestlänge 9 cm)	
<b>Bemerkungen</b>		



Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://s.bort.com/datenschutz> einsehen können.

M8164|2024-12|004 DE | Rev.01