

Auftrag zur Maßanfertigung

Knie



Fax: 07151 99200-15 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Lieferanschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:
Kommission: _____ <small>Name Patient</small> <small>Angabe zwingend erforderlich</small>		<input type="checkbox"/> Bestellung <input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Artikelauswahl (bitte ankreuzen):		

REF 114 390 BORT select® GenuZip®

rechts

links

Mit Silikonhaftpunkten.

Pos. Nr. 05.04.01.0999

FARBE: beige

kurz (30 cm, Gesamtlänge c bis f-Maß)

lang (37 cm, Gesamtlänge c bis f1-Maß)

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

Umfang	Längenvorgabe
f1 = _____ cm	lang e-f1 = 22 cm
f = _____ cm	kurz e-f = 15 cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	
c = _____ cm	e-c = 15 cm

Legende:

f1 Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte
f Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte
e Umfang Kniemitte
d kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks
c Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte

Bitte beachten:
 Maßabnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.
 Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.
Längenmaße können nicht geändert werden.

Patient ist adipös

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen zur Maßanfertigung stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-200 zur Verfügung.