

Auftrag zur Maßanfertigung Orthopädie / Sprunggelenkbandagen BORT select® TaloStabil® / TaloStabil® Plus Maß



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

Kostenvoranschlag zur Einreichung bei der Krankenkasse


REF 054 700 M BORT select® TaloStabil® Maß
Pos. Nr. 05.02.01.0999

REF 054 100 M BORT select® TaloStabil® Plus Maß
Pos. Nr. 05.02.01.2016

Separat beigelegte Schlupfhilfe.

Stabilo®-Bandlänge wird automatisch berechnet, Befestigung auf Höhe b-Maß. Separat beigelegte Schlupfhilfe.


Farben	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> beige* <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 2,5 cm) <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Wadenansatz um 5 cm)
* Nur für REF 054 700 M möglich.		Umfang Ende Haftband



Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5–7 Arbeitstage.

Umfang	Längenangabe	Hinweise
b1 = _____ cm Umfang Wadenansatz (mind. 12 cm oberhalb Punkt A)	A-b1 = _____ cm (Mindestlänge 12 cm)	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
b = _____ cm Umfang Fesselmaß (schlankste Stelle oberhalb Knöchel)	A-b = _____ cm (Mindestlänge 9 cm)	
h = _____ cm Umfang Rist	1 = _____ cm Strecke von Mitte Innenknöchel waagrecht über Achillessehne zu Mitte Außenknöchel	
a = _____ cm Umfang hinter den Zehengrundgelenken	2 = _____ cm Strecke von Mitte Innenknöchel senkrecht über Fußsohle zu Mitte Außenknöchel	
	A-a = _____ cm (Mindestlänge 9 cm)	
Bemerkungen		



Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter https://s.bort.com/datenschutz einsehen können.

M8158|2024-12|004 DE | Rev.01