

Auftrag zur Maßanfertigung

Orthopädie / Ellenbogen-Polster-Bandage

BORT KubiTal®



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (zwingend erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

REF 055 100 M BORT KubiTal®
Pos. Nr. 05.08.01.1999

Nahtfreie Komfortzone in der Ellenbeuge.

Farben	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> grau	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 2,5 cm) <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm) _____ Umfang Ende Haftband

Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5–7 Arbeitstage.

	Umfang f1 = _____ cm Umfang Oberarm f = _____ cm Umfang mindestens 6 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte e = _____ cm Umfang Ellenbogen d = _____ cm Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte c = _____ cm Umfang mindestens 9 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte	Längenangabe e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 8 cm) e-f = _____ cm (Mindestlänge 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (Mindestlänge 9 cm)	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Maßnahme in 20–30° Beugung im Ellenbogengelenk. Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
	Bemerkungen		

Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://s.bort.com/datenschutz> einsehen können.

M8156|2024-03|003 DE | Rev.01